

医路通 AI 安装运行指南

1. 环境准备

推荐环境：Windows 10/11、Python 3.10+、Node.js 18+、npm 9+，以及可访问 OpenAI 兼容接口的 API Key。

2. 进入项目目录

```
cd yilutong_Agent
```

3. 配置后端环境

```
cd backend
python -m venv .venv
.\\.venv\\Scripts\\activate
pip install -r requirements.txt
```

如果使用 conda:

```
conda create -n yilutong python=3.10 -y
conda activate yilutong
pip install -r requirements.txt
```

4. 配置模型 API

打开 `backend/config/config.yaml`，确认以下字段已经配置：

```
llm:
  api_key: "你的 API Key"
  base_url: "你的 OpenAI 兼容接口地址"
  model: "模型名称"
```

项目不会在前端展示 API Key 明文。

5. 启动后端

在 `backend` 目录执行：

```
python main.py
```

访问健康检查：

```
http://127.0.0.1:8012/api/health
```

返回 `{"status": "ok"}` 说明后端启动成功。

6. 安装并启动前端

新开一个 PowerShell 窗口：

```
cd yilutong_Agent\frontend
npm install
npm run dev
```

浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:5178
```

7. 推荐体验流程

1. 打开智能分诊台，填写年龄、性别、既往病史、过敏史、用药史。
2. 输入症状，例如：发热两天，咳嗽，有黄痰，体温最高 38.7℃，需要挂什么科？
3. 点击生成分诊建议，查看推荐科室、风险等级、证据引用和 Agent 链路。
4. 进入线上问诊，继续追问注意事项、是否需要线下就医。
5. 进入用药咨询，询问药物能否合用。
6. 进入报告查询，选择报告并点击 AI 解读。
7. 进入预约挂号，选择推荐科室并查看未来 7 天号源。
8. 进入问诊记录，查看近 7 天、30 天、半年记录，并点击展开完整摘要。

8. 一键清空数据

进入系统设置，点击“一键清空全部数据”，系统会清空会话记录、消息记录、分诊/问诊/用药记录。该功能适合演示前重置项目状态。

9. 常见问题

页面能打开，但接口失败

检查后端是否启动，并确认前端请求地址为 `http://127.0.0.1:8012`。

远程模型请求超时

检查 `config.yaml` 中的 `base_url`、`api_key`、`model` 是否正确，并确认网络可访问该接口。

前端报 Vue 文件解析错误

重新安装依赖并启动：

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```